

# Produktportfolio





NEU

## Leistungsstarker Thermodesinfektor

Der HYG 5 ist ein RDG der neuen Generation. Made in Germany. Schnell, effizient und mit individuellen Ausstattungsmöglichkeiten für Ihre Bedürfnisse.

Auf zwei Ebenen können Sie viele verschiedene Instrumente und zusätzlich bis zu 16 Hohlkörper innerhalb von nur 60 Minuten aufbereiten - natürlich inkl. kostenloser Dokumentation! Der HYG 5 setzt damit einen neuen Standard.

Thermodesinfektor HYG 5

## Die Nr. 1 der Kompaktklasse

40% Zeitersparnis pro Zyklus können rund 4.000 € an Arbeitskosten sparen! Schnelle Aufbereitung in nur 60 Minuten, schont die Instrumente und das RDG. Mit den innovativen Oxides Thermo Tabs erhalten Sie eine einzigartige Aufbereitungsqualität und das zu niedrigen Kosten. Die Aufbereitung von Hohlkörpern und ZEG-Spitzen ist ebenso möglich und entspricht den rechtlichen Anforderungen.


Sie können zwischen zwei Ausführungen wählen:

**Thermodesinfektor HD 450 Basic PRO**  
(speziell für die Fachrichtungen Gynäkologie, Dermatologie und Podologie geeignet)

**Thermodesinfektor HD 450 Injection PRO**  
(mit Hohlkörperaufbereitung, speziell für die Fachrichtungen Zahnheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Chirurgie.)



Thermodesinfektor HD 450 PRO



RS200 Pro+

## Schnell – zuverlässig – besser

Mit dem Durchlaufsiegelgerät RS200 Pro+ erfüllen Sie die Vorgaben und gewährleisten eine rechtssichere Aufbereitung nach DIN EN ISO 11607-2 im Verpackungsprozess. Sparen Sie sich viel Zeit und Mühe im Verpackungsprozess und profitieren Sie von einem effizienten System.

Die kompakte Bauweise spart wertvollen Platz und bietet wie kein anderes Gerät die optimale Lagerung der Verpackungsfolien.



B-Klasse Autoklav TT+ 23

## Höchster Bedienkomfort und Performance

Der B-Klasse Autoklav der neusten Generation, entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 13060. Die hohe Effizienz des TT+ 23 spart Zeit und Kosten. Die Herstellung nach höchsten Qualitätsansprüchen garantiert durch hohe Produktionskompetenz ein technisch ausgereiftes und erprobtes Sterilisationssystem für den täglichen und zuverlässigen Einsatz in Ihrer Praxis.



## Die hygienische Tastatur mit integriertem Touchpad

Ideal für den Praxisalltag - Wasser und Schmutz können der IC Keys nichts anhaben. Die Tastatur ist vollkommen geschützt und wasserdicht gemäß IP 64. Schnell & sicher zu desinfizieren und ist auch mit medizinischen Handschuhen bedienbar.

Plug & Play System mit Bluetooth, Funk (RF 2.4G) und USB.  
Sie haben alle Möglichkeiten!

## Das IC Medical Produktportfolio auf einen Blick

Thermodesinfektor HD 450 Basic/Injection PRO

Thermodesinfektor HYG 5

Durchlaufsiegelgerät RS200 Pro

B-Klasse Autoklav TT+ 23

Hygienetastatur HT 400

Prothesenreinigungsgerät MRD 4000

Wischdesinfektion hospyWipes

Quick Check Aufbereitung

Bundesweiter Service und Wartung

Bundesweite und markenunabhängige Validierung

Wir beraten Sie gerne!

Tel.: 07181 7060-70

Mail: [vertrieb@icmedical.de](mailto:vertrieb@icmedical.de)



IC Medical GmbH  
Schorndorfer Str. 67  
73635 Rudersberg-Steinberg  
Deutschland

E-Mail: [info@icmedical.de](mailto:info@icmedical.de)  
[www.icmedical.de](http://www.icmedical.de)

Telefon: 07181 / 7060-0

IC Medical ist ein zertifiziertes Unternehmen nach EN DIN 13485 für Medizinprodukte, mit Sitz im baden-württembergischen Rudersberg-Steinberg.

Seit 35 Jahren entwickeln wir für Sie innovative Geräte und Zubehör. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Bedienfreundlichkeit und klares Design aus und haben schon mehrere Innovations- und Designpreise gewonnen.

Wir orientieren uns grundsätzlich an den Bedürfnissen unserer Kunden und wollen Sie gerne dabei unterstützen, Ihre Prozesse zu optimieren, die Hygiene sicherzustellen und natürlich dabei, die Kosten hierfür in einem vernünftigen Rahmen zu halten.

Lieferung ab Werk, es gelten unsere AGB.